

Pectus - Korrigerende korset

ART.NO 50400

Pectus er et korrigerende korset, der bruges til behandling af såkaldte fuglebryst. Korsettet spændes rundt om brystet og giver kompression (anterior/posterior) mod brystet. Korsettet er justerbart og aluminiumsskinnerne er formbare. Åbner og lukker med et quick release spænde. Foret med blød polstring, der kan vaskes. Universal størrelse.

Indikationer: Pectus carinatum (fuglebryst).

Kontraindikationer: Alvorlige deformationer.

Material: Lavdensitets polyethylen, aluminium, polyester polstring. Latex fri.

Vaskeanvisning: Polstret kan vaskes i hånden med mild sæbe og vand. Metal- og plastdele tørres af med vand og sæbe.

Måltagning: Brystomkreds i cm.

Størrelse	Omkreds bryst (cm)	Art.no
Universal	66 - 89	50400-00-50

