

# Ronja - Rygortose

ART.NO 50531, 50532, 50533, 50536

Stabilt korset i stof med elastiske træksnore i siderne. Nem at tage på og justere til den ønskede kompression/stabilitet, selv for folk med svage hænder. Tekstilet har en lille elasticitet hvilket giver en fremragende pasform samt gør korsettet ekstra behagelig at have på. Korsettet har to åbne løbegange i ryggen og to medfølgende skinner. Velcrolukning foran. Mange tynde plastskinner indsyet rundt om i korsettet giver aflastning og stabilitet. Farve grå.

**Ronja Halvfabrikat:** Ronja Halvfabrikat, artikelnummer 50535-26, har to åbne sømme i bagstykket og kan sys ind og ud samt afkortes efter behov. Kantebånd, løbegange og skinner er inkluderet.

**Indikationer:** Ronja Lav/Medium: Lumbal/lumbosakral rygsmerter. Ronja Høj: Lumbal/lumbothorakal rygsmerter.  
**Kontraindikationer:** Ustabilt brud på ryggen. Iskiassmerter af uklare gener.

**Materiale:** 60% Bomuld, 28% polyamid, 7% elastik, 5% polyester. Latexfri.

**Vaskeanvisning:** Maskinvask 40°C. Tag skinnerne ud. Luk alle velcrobånd. Benyt vaskepose. Benyt ikke blegemidler. Ikke renses. Må ikke stryges eller tørretumbles.

**Måltagning:** Hoftemål i cm.

**Tilbehør:** Kantebånd, løbegange og skinner kan også købes separat.



		Ronja Lav - 50531				Ronja Mellem - 50532			Ronja Høj - 50533			
		Størrelse	Hoftemål cm	Art.no	Højde midt for	Højde midt bag	Art.no	Højde midt for	Højde midt bag	Art.no	Højde midt for	Højde midt bag
Child	XX Small*	60-75					50532-26-20					
	X Small	70-85	50531-26-30				50532-26-30			50533-26-30		
	Small	80-95	50531-26-40				50532-26-40			50533-26-40		
	Medium	90-105	50531-26-50	18 cm	28 cm	50532-26-50	20 cm	33 cm	50533-26-50	23 cm	38 cm	
	Large	105-115	50531-26-60			50532-26-60			50533-26-60			
	X Large	115-125	50531-26-70			50532-26-70			50533-26-70			
	2X Large	125-135	50531-26-80			50532-26-80			50533-26-80			

\*kun model Ronja Mellem - 50532

Ronja Halvfabrikat - 50536				
Størrelse	Hoftemål cm	Art.no	Højde midt for	Højde midt bag
X Small-Small	70-95	50536-06-40	22 cm	37 cm
Medium-Large	95-115	50536-06-50		
X Large-2X Large	115-135	50536-06-60		

