

Alex - Ansigtsbandage

ART.NO 51108

Ansigt bandage i behageligt materiale med velcrobånd. Nemt at justere ved hjælp af velcro-fast- gørelsen over hele båndets længde. To mindre bånd i forskellige længder til ekstra fiksering medfølger. Båndet kan fastgøres på forskellige måder. Universel størrelse. 7,5 cm bred.

Indikationer: Brugessometpostoperativt fikseringsbånd efter ansigtsskirurgi og til komprimering. **Kontraindikationer:** Infektion.

Materiale: Polyamid 77%, Elastan 13%, Bomuld 10%. Latexfri.

Vaskeråd: Maskinvask 60°C. Produktet holder længere, når det vaskes ved lavere temperaturer. Luk alle velcrobånd. Benyt vaskepose. Benyt ikke blegemidler, ikke renses. Må ikke stryges eller tørretumbles.

Model	Art.no	Størrelse
Alex 7,5 cm, hvid. 1 stk.	51108-09-50	Universal



MD Class I CE

