

Patsy - Kompressionsbukser

ART.NO 51201

Lange kompressionsbukser i strikket sømløst materiale. Hægte og krog lukning i begge sider for nem på og aftagning og justering af pasform. Åbnet skridt muliggør toiletbesøg uden at fjerne beklædningen. Linning med silikonekant for at bukserne sidder bekvemt på plads. Bred kile på indersiden af låret for den bedste komfort og funktion.

Formstrikket, fleksibelt materiale i 4-vejs stretch, der former sig efter kroppen. Aflaster og komprimerer uden at stramme eller føles ubehageligt. Formstrikkede zoner i knæ, balder og lyskeparti samt forstærkning over bug.

Kompressionsgrad svarende til kompressionsklasse I, 15-21 mmHg. Følg måltabel og prøv forsigtigt beklædningen for den bedste pasform og den korrekte kompression.

Indikationer: Anbefales efter operation på ben, baller eller mave såsom fedtsugning og/eller kirurgi. Kompression forbedrer blodomløbet og reducerer risikoen for hævelse efter operationen, giver bedre opheling og endda smertelindring.

Materiale: 87% Polyamid, 13% Elastan. Latex-fri.

Vaskeråd: Maskinvask ved 40 °C, kan om nødvendigt vaskes ved højere temperaturer, op til 60 °C. Produktet holder længere, når det vaskes ved lavere temperaturer. Brug vaskepose. Brug ikke blegemiddel, klor eller skyllemiddel. Må ikke tørretumbles.

Måltagning: For bedste pasform og korrekt kompressionsgrad er det vigtigt, at beklædningen vælges omhyggeligt i henhold til måltabellen. Beklædningen skal sidde tæt, men må ikke føles ubehagelig eller stramme.

Talje: Mål omkredsen, hvor taljen er smallest.


Hoffer: Stå med fødderne samlet og mål omkredsen over pubis, hvor hofte/bækken er bredest.

Lår: Omkredsmåling midt på låret.

Størrelse	Taljemått cm	Hoffemått cm	Lårmått cm	Farve	Art.no
X Small	62-68	86-91	46-50	Sort	51201-00-30
Small	69-75	92-97	50-54	Sort	51201-00-40
Medium	76-83	98-103	54-58	Sort	51201-00-50
Large	84-92	104-111	58-62	Sort	51201-00-60
X Large	93-101	112-119	62-66	Sort	51201-00-70
2X Large	102-110	120-127	66-70	Sort	51201-00-80



Hægte og krog lukning på begge sider samt silikone i linningen.



Adjustable with hook & eye



Seamless



4-way stretch



Compression class I

