

Jill - Kompressionsbolero/armkompression

ART.NO 51205

Kompressionsbolero i strikket sømløst materiale med ærmer i fuld længde og dækket bålparti.

Boleroen kan åbnes foran med hæfter for nem fjernelse og påsætning og justering af pasform.

Strikket brystdel og lettere kompression over maven betyder, at tøjet passer til forskellige kropsformer. Elastisk, fleksibelt materiale i 4-vejs stretch, der former sig efter kroppen. Lindrer og komprimerer rundt om hele armen, armhulen og over ryggen uden at skære ind eller føle sig ubehagelig. Striktede zoner i armfold, bryst og over ryggen for en god pasform.

Kompressionsgrad svarende til kompressionsklasse I, 15-21 mmHg. Følg målingstabellen, og prøv forsigtigt tøjet for at få den bedste pasform og den rigtige kompression.

Indikationer: Anbefales efter arm- og rykirurgi såsom fedtsugning eller plastikkirurgi i armen. Kompression forbedrer cirkulationen og reducerer risikoen for hævelse efter kirurgi, som forbedrer helingsprocessen og bidrager til smertelindring.

Materiale: 87% polyamid, 13% elastan. Latexfri.

Vaskeanvisning: Maskinvask 40° C, kan om nødvendigt vaskes højere temperaturer, maks. 60° C. Produktet holder længere, når det vaskes ved lavere temperaturer. Brug gerne en tøjpose. Brug ikke blegemiddel, klor eller blødgøringsmiddel. Ikke tørretumbles.

Måling: For den bedste pasform og den korrekte kompressionsgrad er det vigtigt, at tøjet testes omhyggeligt i henhold til måltabellen. Tøjet skal være tæt, men må ikke føles ubehagelig eller stramt.

Overarm: Mål omkredsen, hvor overarmen er størst.

Under brystet: Mål omkredsen under brystet.

Talje: Mål omkredsen hvor taljen er smalles.

Størrelse	Mål under brystet cm	Overarm (biceps) cm	Midjemål cm	Art.no
X Small	63-70	22-25	62-68	51205-00-30
Small	70-77	25-28	68-73	51205-00-40
Medium	75-82	28-31	73-79	51205-00-50
Large	80-87	30-33	79-89	51205-00-60
X Large	85-92	31-34	89-99	51205-00-70
2X Large	90-97	33-36	99-109	51205-00-80



Fuldt åbningsbar front med hæfter for nem påføring.



Compression class I



Adjustable with hook & eye



Seamless



4-way stretch

