

William - Kompressionsvest

ART.NO 51211

Kompressionsvest i strikket sømløst materiale. Anbefales efter brystreduktion/gynækomasti eller fedtsugning. Kan åbnes foran med lynlås og justerbare skulderstropper. Formstrikkede zoner over bryst og skuldre for optimal pasform og lettere kompression over maven, hvilket gør vesten velegnet til forskellige kropsformer. Stabil kompression svarende til kompressionsklasse 1 over brystet for optimal kompression. Elastisk, fleksibelt materiale i 4-vejs stretch, der former sig efter kroppen. Model i fuld længde.


Indikationer: Kompressionstøj efter plastikkirurgi. Tilsvarende kompressionsklasse 1.


Kontraindikationer: Infektion. Arterielle kredsløbsforstyrrelser. Høj risiko for trombose. Afgivende mål iht. tabel.

Materiale: 87% Polyamid, 13% Elastan. Latexfri.


Vaskeråd: Maskinvask ved 40°C, kan om nødvendigt vaskes ved højere temperaturer, op til 60°C. Produktet holder længere, når det vaskes ved lavere temperaturer. Brug vaskepose. Brug ikke blegemiddel, klor eller skyllemiddel. Må ikke tørretumbles.

Måltagning: For den bedste pasform og den korrekte kompressionsgrad er det vigtigt, at tøjet testes omhyggeligt i henhold til måltabellen. Tøjet skal være tæt, men må ikke føles ubehagelig eller stramt.

Størrelse	Buste cm	Talje cm	Art.no sort	
XS	84-90	74-80	51211-00-30	
S	90-96	80-87	51211-00-40	
M	96-103	87-94	51211-00-50	
L	103-110	94-102	51211-00-60	
XL	110-117	102-110	51211-00-70	
2XL	117-124	110-117	51211-00-80	



Justerbare skulderstropper. Lynlås med hæfter.



4-way stretch



Compression class I



Seamless

