

Safehip[®] Classic - Hoftebeskyttere

ART.NO 60300, 60307

Hoftebeskyttere bukser med bløde, patente-rede, Hesteskoformede skaller i foam materiale. Fås i unisex. Kan anvendes i stedet for trusser eller som overtræk bukser. Bukser er lufttuge og behagelig at have på.

Indikationer: Safehip anvendes for at forebygge hoftefraktur hos personer, der lider af knogleskørhed (osteoporose), tidligere har haft hofte- eller andre frakturer, har tendens til at falde, lider af svimmelhed eller har gangbesvær. Safehip hoftebeskyttere er veldokumenteret og testet i flere undersøgelser. Danske studier¹ viser, at Safehip kan reducere antallet af hoftefrakturer med op til 75%. Samtidig føler brugerne at de er tryggere og har større bevægelsesfrihed i hverdagen.

Materiale: Bomuld 67%, Polyamid 29% og Elastan 4%. Latexfri.

Vaskeråd: Safehip hoftebeskytter maskinvaskes ved 60°. Tørretumbles ved lav temperatur. Brug ikke klor eller blegemidler. Buksens levetid forlænges, hvis vrangen vendes udad ved vask. Benyt gerne vaskepose.

Måltagning: Hoftemålet i cm tages over det bredeste sted på hofte/bagen.

Størrelse	Hoftemål cm	Art.no Safehip Classic Unisex, 1 st	Art.no Safehip Classic Unisex, 3 st
X Small	65-85	60300-09-30	60307-09-30
Small	75-95	60300-09-40	60307-09-40
Medium	90-110	60300-09-50	60307-09-50
Large	100-120	60300-09-60	60307-09-60
X Large	110-140	60300-09-70	60307-09-70
2X Large	120-150	60300-09-80	



60300: Safehip Classic Unisex



1) Hindsö K. Lauritzen JB. Osteoporosis International 1998;8:119