

Safehip® AirX - Hoftebeskyttere

ART.NO 60310

Fastsyede skaller

Hoftebeskyttere med fastsyede bløde, tekstile skaller. Skallerne er fremstillet af 100% tekstil, hvilket gør dem åndbare, og buksen er meget kølig at bære. Den patenterede hesteskoform virker både stødfordelene og stødabsorberende. Unisex- og herremodel anvendes som normale trusser/underbukser eller som overtræksbukser. Buksen er rundstrikket og meget elastisk. Den er derfor nem at tage på og af og fungerer også udmærket i kombination med større inkontinensbeskyttelse. Modellen Open er åben i skridtet og anbefales ved kraftig inkontinens sammen med tapeble eller inkontinensbukser. Behøver ikke fjernes ved toiletbesøg.




Indikationer: Safehip anvendes for at forebygge hoftefraktur hos personer, der har tendens til at falde, lider af knogleskørhed (osteoporose), tidligere har haft hofte- eller andre frakturer, har tendens til svimmelhed eller har gangbesvær. Safehip hoftebeskyttere er veldokumenteret og klinisk testet i flere undersøgelser. Hoftebeskyttere anbefales af Sundhedsstyrelsen til personer med høj risiko for at falde.



Materiale: Bomuld 58%, Polyamid 36%, Elastan 6%.

Vaskeråd: Safehip AirX kan vaskes mindst 100 gange i temperaturer op til 95°. De kan tørretumbles ved høj temperatur, uden at skallerne tager skade. Ved lavere vaske/tørretumble-temperatur forlænges levetiden på skaller/bukser. Brug ikke blegemidler med klor. Benyt gerne vaskepose.



Skallerne sidder korrekt over lårbenshalsen for optimal beskyttelse.

Størrelse	Hoffemål cm	Art.no Safehip AirX Unisex	Art.no Safehip AirX Herr	Art.no Safehip AirX Open
X Small	65-85	60310-09-30	60311-39-30	60314-09-30
Small	75-95	60310-09-40	60311-39-40	60314-09-40
Medium	90-110	60310-09-50	60311-39-50	60314-09-50
Large	100-120	60310-09-60	60311-39-60	60314-09-60
X Large	110-140	60310-09-70	60311-39-70	60314-09-70
2X Large	120-150	60310-09-80	60311-39-80	60314-09-80

