

Safehip® AirX Discreet - Hoftebeskyttere

ART.NO 60340

Fastsyede skaller

Hoftebeskyttere med fastsyede bløde, tekstile skaller. Skallerne er fremstillet af 100% tekstil, hvilket gør dem åndbare, og buksen er meget kølig at bære. Den patenterede hesteskoform virker både stødfordelene og stødabsorberende. Safehip AirX Discreet dame- og herremodel anvendes som normale trusser/underbukser eller som overtræksbukser. Buksen er rundstrikket og meget elastisk. Den er derfor nem at tage på og af. Safehip AirX Discreet er udviklet primært til aktive og hjemmeboende personer med faldfare.

Indikationer: Safehip AirX Discreet beskytter mod hoftefraktur hos personer, der har tendens til at falde, lider af knogleskørhed (osteoporose), mennesker, der tidligere har haft hofte- eller andre frakturer, har tendens til svimmelhed eller har gangbesvær. Virkningen af Safehip hoftebeskyttere er veldokumenteret og klinisk testet i flere undersøgelser og reducerer risikoen for et hoftebrud ved fald. Hoftebeskyttere anbefales af Sundhedsstyrelsen til personer med høj risiko for at falde.

Materiale: Polyamid 94%, Elastan 6%. Latexfri.

Vaskeråd: Safehip AirX Discreet kan vaskes mindst 100 gange i temperaturer op til 60°. De kan tørretumbles ved lav temperatur, uden at skallerne tager skade. Ved lavere vasketørretumble-temperatur forlænges levetiden på skaller/bukser. Brug ikke blegemidler med klor. Benyt gerne vaskepose.


Størrelse	Hoffemål cm	Art.no Safehip AirX Discreet Dam	Art.no Safehip AirX Discreet Herr
Small	75-95	60340-40-40	60340-30-40
Medium	90-105	60340-40-50	60340-30-50
Large	100-115	60340-40-60	60340-30-60
X Large	110-130	60340-40-70	60340-30-70
2X Large	125-150	60340-40-80	60340-30-80



Safehip® AirX Discreet Dam



Safehip® AirX Discreet Herr



Skallerne sidder korrekt over lårbenhalsen for optimal beskyttelse.

