

Svensk - Overstrækningsortose

ART.NO 70650

Svensk overstrækningsortose anvendes til hyperextension eller ustabilitet i knæledet. Enkel, rigid model. Trykpuden i knæfolden kan justeres.

Indikationer:

Hyperextension af knæledet.

Materiale:

3 mm duraluminium, bomuldbånd.
Polstring i blødt læder i knæledet. Latexfri.

Vaskeråd:

Håndvask, brug en mild sæbeopløsning eller opvaskemiddel.

Måltagning:

Omkreds 10 cm over knæcentrum.



Størrelse	Omkreds 10 cm over knæledet	Art no
S/M	28-38 cm	70650-09-40
L/XL	38-53 cm	70650-09-60

