

# StabilEazy - Knæortose

ART.NO 70508

Stabiliserende knæortose i træk-på-model. Designet til støtte og stabilisering af patella. Inkluderer cirkulær gel pude til støtte omkring patella. Mediale og laterale skinner til stabilisering. Ortosen er lavet af et blødt og luftgennemtrængeligt materiale. Silikone kant gør att ortosen sidder på plads. Længden af ortosen er 30 cm.


**Indikationer:** Patellofemoralt smertsyndrom (PFSS), generel smerte tilstand i knæet.


**Størrelse:** S-XL Universel højre/venstre.

**Materiale:** Polyamid 54%, Elastik 46%.

**Vaskeråd:** Håndvask max 30°. Tørres plant. Brug ikke blegemiddel, klorin eller skyllemiddel, da det kan forringe materialet. Ikke rens. Må ikke stryges eller tørretumbles.

**Måltagning:** Omkreds omkring knæ, over patella.

Størrelse	Omkreds cm	Art.no	
Small	33-36	70508-00-40	
Medium	36-38	70508-00-50	
Large	39-42	70508-00-60	
X-Large	42-46	70508-00-70	



Silikone kant gør att ortosen sidder på plads.

