

# Immokid - Immobiliseringsortose

ART.NO 70510

Immokid er en pædiatrisk ortose og bruges til immobilisering af knæleddet.

To anatomisk formede aluminiumsskinner bagpå giver god komfort og pasform. Sideskinnerne er fastgjort med velcro og kan flyttes til individuel justering, skinnerne skal centreres medialt/lateralt ved knæet og i lårbenets længderetning. Alle skinner kan bøjes/formes. Ortosen fikses ved hjælp af tre elastiske bånd med velcro. Det er muligt at klippe materialet til og dermed reducere omkredsen yderligere, så ortosen passer til meget små knæ/ben.

**Indikationer:** Til immobilisering af knæet efter operation eller traume.

**Størrelse:** 2XS-S, Universal størrelse, obs: barn størrelser.

**Materiale:** Polyester, Bomuld, Nylon, Aluminium. Latexfri.

**Vaskeråd:** Håndvask max 30°. Tørres plant. Fastgør burre båndet inden vask. Brug ikke blegemiddel, klorin eller skyllemiddel, da det kan forringe materialet. Ikke rens. Må ikke stryges eller tørretumbles.

**Måltagning:** Omkreds lår, mål 10 cm over knæet, fra centrum af patella.



MD Class I CE

	Størrelse	Længde cm	Omkreds cm	Art.no	
Child	2XS	15	28	70510-00-20	
	XS	23	35,5	70510-00-30	
	S	27	35,5	70510-00-40	