

Knee-O-Trækker - Patella ortose

ART.NO 70511

Knee-O-Trækker er en patellastabiliserende ortose med mulighed for at påvirke retningen af patella. C-formet neoprenpude der holder huden og giver maksimal patellakontrol. Ortosen anbringes med puden enten medialt eller lateralt. Tryk/støtte af patella justeres og kontrolleres ved hjælp af to bånd.

Indikationer: Subluxation/luxation af patella og patellofemoral smertsyndrom (PFSS).

Størrelse: XS-4XL Universel højre/venstre.
XS-S: Barn størrelser.
2XL-4XL: King-size.

Materiale: Latexfri Neopren, Polyester, Nylon, Elastik.

Vaskeråd: Håndvask max 30°. Tørres plant. Fastgør burre båndet inden vask. Brug ikke blegemiddel, klorin eller skyllemiddel, da det kan forringe materialet. Ikke rens. Må ikke stryges eller tørretumbles.

Måltagning: Omkreds omkring knæ, over patella.



MD Class I CE



Fits both
Adult & Child

	Størrelse	Omkreds cm	Art.no
Child	XS	30,5-33	70511-00-30
	S	33-35,5	70511-00-40
	M	35,5-38	70511-00-50
	L	38-40,5	70511-00-60
	XL	40,5-46	70511-00-70
King-size	2XL	46-51	70511-00-80
	3XL	51-56	70511-00-90
	4XL	56-61	70511-00-91