

# LillaLUX - Patella ortose

ART.NO 70513

Ortose i wrap model til stabilisering af patella. C-formet skumpude til stabilisering af patella. Støtte omkring patella kan justeres gennem tilpasning af velcrostropperne. Anti-slip stropper på indersiden af ortosen gør det sikkert på plads.

**Indikationer:** Subluxation/luxation af patella og patellofemoral smertsyndrom (PFSS).




**Størrelse:** XS-XL Universel højre/venstre.  
XS-S: Barn størrelser.

**Materiale:** Polyester 90%, Polyamid 4%, Nylon 3%, Styrene Butadiene Rubber (SBR) 2%, LDPE-skum 1%.

**Vaskeråd:** Maskinvaskes ved 40 °C. Brug vaskepose. Tørres plant. Fastgør velcro stropperne og fjern den C-formede pude. skinnerne inden vask. Brug ikke blegemiddel, klorin eller skyllemiddel, da det kan forringe materialet. Ikke rens. Må ikke stryges eller tørretumbles.

**Måltagning:** Omkreds omkring knæ, over patella.

	Størrelse	Omkreds cm	Art.no
Child	X-Small	25-28	70513-00-30
	Small	28-36	70513-00-40
	Medium	33-41	70513-00-50
	Large	38-46	70513-00-60
	X-Large	45-55	70513-00-70
	2 X-Large	53-61	70513-00-80



Lyca fleece - 3 lag af lamineret materiale.

