

TK ROM - Knæortose

ART.NO 70641

TK ROM anvendes efter skade eller operation på knæ eller ben, hvor der er behov for et kontrolleret bevægelsesområde eller fuldstændig immobilisering af knæledet. Udviklet til at muliggøre hurtig og enkel postoperativ tilpasning. TK ROM er en af de letteste rigide ortoser på markedet.

Ortosens inderside er udstyret med et blød polstring i et foam-materiale med god friktion, der griber fat om benet og sikrer, at ortosen bliver siddende, hvor den skal. De formbare aluminiumsmanchetterne gør at ortosen enkelt kan tilpasses individuelt. Skinnerne kan bøjes for at tilpasses hver patient. Ortosens teleskopmekanisme gør det muligt at justere ortosens længde fra 46 til 58 cm. Alle benmanchetterne er mulige at flytte.

Ekstension fra 0° til 90°, fleksion fra 0° til 120° begge i intervaller på 10°.

Indikationer: : Postoperativ rekonstruktionskirurgi af knæligament, distale eller proximale brud på tibia, patellafrakturer, osteotomi, knæluksation.

Kontraindikation: Ikke beregnet til personer med vægt >110 kg.

Størrelse: Universalstørrelse.

Måltagning: Lårets omkreds i cm (ca. 15 cm over patella). Passer til lår med en omkreds på op til 80 cm.

Materiale: Skinne: 40% Aluminium, 35% Polyamid, 15% Stål, 10% Polyester.

Polstring: 50% Polyuretan, 38% Nylon, 10% Elastan, 2% Syntetisk Karbonfiber. Latexfri.

Vaskeanvisninger: Tekstiltæklædning – vask 30°C grader. Den bedste holdbarhed opnås ved at håndvaske og lufttørre tekstilet. Skinnerne og samlingerne –vaskes med en klud og varmt vand/mildt desinfektionsmiddel

Størrelse	Art.no
Universal	70641-00-50



Manchetterne kan formes, så de passer til benet.



MD Class I CE