

# PlusPoint - Knæortose

ART.NO 70653

PlusPoint knæortose er velegnet til personer med moderat til alvorlig ligament instabilitet fra korsbånd eller laterale ledbånd (ACL, PCL, MCL og LCL). Giver støtte og begrænsning af ROM efter ligamentrekonstruktion eller meniskoperation. Knæortosen forhindrer hyperekstension ved at begrænse rækkevidden af fleksion og ekstension. Knæortosen har anatomisk design med en stabil og letvægtsramme, der nemt kan omdannes. Ved applicering forhindrer de lette nummererede bånd at ortosen rotere.

Båndene er polstrede, sømløse og meget behagelige direkte mod huden. Det polycentriske led er fladt og har plug-in stopper for, at begrænse fleksion og ekstension. En anatomisk formet polstring til mediale kondyl er placeret på ortosen og giver en behagelig støtte. To alternative tykkelser på polstring følger med produktet og kan nemt erstatte den færdigmonterede. Polstringen til ortosen er fastgjort med sikre trykknapper. Knæortosen sidder godt fast, takket være et overfladelag med hudvenligt skridsikkert materiale

PlusPoint kan bruges til bad / rehabilitering i ferskvand. Sørg for, at alle dele er tørre, inden du bruger ortosen igen

## ROM, bevægelsesinterval:

Fleksion: 45-90 ° (i interval af 15 °)

Ekstension: 0-40 ° (i interval af 10 °)

Immobilisering: 0-30 ° (i interval af 10 °)

**Indikationer:** Moderat til alvorlig ligamentinstabilitet i knæ (ACL, PCL, MCL og LCL). Komplex instabilitet af knæleddet, traumatisk eller degenerativ. Til immobilisering af knæled, post-op / post trauma. Profylaktisk beskyttelse af ledbånd ved sportsaktivitet.

**Materiale:** Aluminiumskinner. Polyesterpolstring. Latexfri.

**Vaskeanvisninger:** Leddet kan tørres af med en blød, fugtig klud.

**Størrelse og mål:** Størrelse: S - 2XL. Højde: 40 cm. Låromkreds: Mål 15 cm over knæet, fra centrum af patella.

Venstre		Højre		Omkreds lå i cm
Størrelse	Art.no	Størrelse	Art.no	
S	70653-10-40	S	70653-20-40	39-47
M	70653-10-50	M	70653-20-50	47-53
L	70653-10-60	L	70653-20-60	53-60
XL	70653-10-70	XL	70653-20-70	60-67
2XL	70653-10-80	2XL	70653-20-80	67-75



Anatomisk design, stabil ramme med lav vægt, let formet og med polycentrisk led.



MD Class I CE