

Stadig - Ankelortose

ART.NO 80120

Stadig er en stabil ankelortose som kan anvendes ved akutte skader eller langvarig instabilitet i ankelleddet. Ortosen kan også anvendes med forebyggende henblik. Anatomisk udformede lægter for medial/lateral side. Den bløde polstring former sig efter ankelens kontur giver god støtte og komfort. Lægterne kan vendes så at ortosen passer både højre og venstre fod. Stabile velcrobånd fikserer ortosen i rette beliggenhed. For optimal funktion skal ortosen anvendes sammen med sko, type vandresko/gymnastisko.

Størrelse: En størrelse som passer højre eller venstre fod.

Indikationer: Anvendes ved akutte skader eller langvarig instabilitet i ankelleddet alternativt med forebyggende henblik ved f.eks. idræt.

Materiale: Polyamid 78%, Polyurethan 19%, Elastan 3%.
Plastic lægter i 100% Polypropylen.
Polstring i 100% Polyetylen skum. Latexfri.

Vaskeråd: Håndvask, luk velcrobånd ved vask.
Plastskinner tørres af med blød fugtig klud,
anvend mildt vaskemiddel.

Størrelse	Farve	Art.no
Universal	Sort	80120-00-50



MD Class I CE