

AirFoam - Ankelortose

ART.NO 80123

AirFoam er en stabil ankelortose som kan anvendes ved akutte skader eller langvarig instabilitet i ankelleddet. Ortosen kan også anvendes med forebyggende henblik ved f. eks. idræt. Anatomisk udformede lægter for medial/lateral side. For optimal støtte og kompression består polstringen af en kom-bination af luft og foam som former sig efter ankels kontur. Luft mængden kan justeres efter patientens behov hvilket er særligt nyttigt ved hævelse. Lægterne kan vendes så at ortosen passer både højre og venstre fod. Stabile velcrobånd fikserer ortosen i den rigtige position. For optimal funktion skal ortosen anvendes sammen med snøresko, vandresko/gymnastisko.

Størrelse: En størrelse som passer højre eller venstre fod.

Indikationer: Anvendes ved akutte skader eller langvarig instabilitet i ankelleddet alternativt med forebyggende henblik ved f.eks. idræt.

Materiale: Plastic lægter i polypropylen. Bånd i polyamid. Polstring; ydreside i polyuretan, inderside i polyeten skum.

Vaskeråd: Håndvask, luk velcrobånd ved vask. Plastskiner tørres af med blød fugtig klud, anvend mildt vaskemiddel.

Størrelse	Farve	Art.no
Universal	Sort	80123-00-50



MD Class I CE