

# WalkerROM - Ankelortose

ART.NO 80211

WalkerROM har lav vægt og er brugervenlig. Justerbare skafter af aluminium og cirkulære velcrobånd. Rullesålen giver en jævn og blød gang. Den lave profil bevirker, at personen kan bruge en normal sko på den anden fod. Leddet kan justeres fra 45° flexion og 45° extension, med intervaller på 7,5°. Ortosens led kan indstilles til låst position, til det ønskede bevægelsesområde eller till fri bevægelighed. Leveres med: 2 extra stoppstift, 1 unbrakonøgle.

**Indikationer:** Anvendes ved behandling, hvor det er nødvendigt med fiksering eller begrænsning af bevægeligheden i fodled fx efter akillessenerupturer, stabile frakturer i underbenen og/eller ankel, akutte forstuvninger, skader på bløddele.

**Materiale:** 32% Polyamid, 39% PU-skum, 29% Polyester. Latexfri.

**Vaskeråd:** Yderdelen rengøres med en fugtig klud. Polstring håndvaskes max 30° og lufttørres. Må ikke tørretumbles.

**Tilbehør:**

- Strømper i 2-pak (Universal): 80215-30-00
- Hygienbeskyttelse 10-pak (Universal): 80219-00-00



Størrelse	Tilsv. skostørrelse	Art.no
X-Small	34-35	80211-00-30
Small	35-38	80211-00-40
Medium	39-43	80211-00-50
Large	44-45	80211-00-60
X-Large	45-48	80211-00-70