

Stratus - Airwalker

ART.NO 80225

Stratus er en individuelt tilpasningsbar airwalker, der giver maksimal støtte og komfort. Pumpesystemet er fuldt integreret, så kompression og pasform kan justeres uden behov for en separat pumpe. Walkeren har en pumpe på hver side med uafhængig betjening. Skinnen er nem at justere med fire velcrobånd. Både skinne og polstringen er ventileret og anatomisk udformet. Rullesål med lav profil giver god stabilitet og gør det lettere at gå normalt. Lav vægt.

Som tilbehør er der en hælkle, hvis der ønskes øget plantarfleksion. Uafhængige kiler sættes sammen til den ønskede højde.

Indikationer: Stabilt brud på fod eller ankel. Alvorlig deformation. Stabilisering efter operation.

Kontraindikationer: Paræstesi. Alvorlige åreknuder. Hudproblemer eller skader i det berørte område. Foringet lymfedrænage

Material: 45% polypropylen (PP), 15% termoplastisk gummi (TPR), 5% termoplastisk polyurethan (TPU), 5% EVA, 10% polyester, 5% nylon, 15% polyurethan (PU). Fri for latex.

Vaskeanvisning: Luk alle stropper før vask. Håndvaskes i koldt vand med mild sæbe. Må ikke renses, bleges eller tørretumbles. Må ikke lufttørres i nærheden af varmekilder.

Opmåling: Modsvarende skostørrelse.

Tillbehør:

- Hælkle Universal: 80225-00-00
- Hælkle venstre (Universal): 80215-10-00
- Hælkle højre (Universal): 80215-20-00
- Strømper i 2-pak (Universal): 80215-30-00
- Hygiejnebeskyttelse 10-pak (Universal): 80219-00-00
- Ekstra polstring: 80225-40-XX*
- Ekstra bånd: 80225-60-00
- Tåbeskyttelse: 80225-70-XX*
- Regnbeskyttelse: 80220-00-00

*Fås i str. S-XL

Størrelse	Skostørrelse	Art.no
S	36-39	80225-00-40
M	40-44	80225-00-50
L	44-46,5	80225-00-60
XL	>46,5	80225-00-70



Air Walker med integreret pumpe-system og fire velcrobånd



Integrerede pumper på begge sider giver selvstændig regulering af kompressionen.



Lav rullesål til naturlig gangart.

