

Cindy – Kompressionsbody

NYHED



NordiCare[®] +

NORDICARE ORTOPEDI + REHAB AB • Solrosvägen 1 • SE-263 62 Viken, Sverige
Tel: 042-35 22 20 • Fax: 042-35 22 21 • info@nordicare.se • www.nordicare.se

Cindy – Kompressionsbody

NYHED

Effektiv kompression, der giver hurtig og behagelig post-op fase


- Anbefales efter operation på balder, hofter, mave, ryg og lår.
- Formstrikkede zoner over balder for at tilpasse forstørrelse af balder (BBL) og baldelyft.
- Giver kompression og understøtter smertelindring og reducerer hævelse.
- Hægte og krog lukning i 3 trin i siderne for justering af pasform.
- Strikket sømløst materiale i 4-vejs stretch, der former sig efter kroppen.
- Den skjulte overlappende åbning i skridtet giver også kompression i området.



De justerbare skulderstropper kan fastgøres midt foran, i siderne eller fjernes helt.




Strikket for at følge kroppens form.



Ekstra støtte over maven.

Cindy, beige

Størrelse	Taljemål	Hoftemål	Lårmål	Art. no.
XS	62-68 cm	86-91 cm	46-50 cm	51208-08-30
S	69-75 cm	92-97 cm	50-54 cm	51208-08-40
M	76-83 cm	98-103 cm	54-58 cm	51208-08-50
L	84-92 cm	104-111 cm	58-62 cm	51208-08-60
XL	93-101 cm	112-119 cm	62-66 cm	51208-08-70
2XL	102-110 cm	120-127 cm	66-70 cm	51208-08-80



Compression class 1



Adjustable with hook & eye



Seamless



4-way stretch

CE

Latex free

MD Class I



Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100