


Pas på dine hofter ! Sørg for at du lander blødt. Smarte hoftebeskyttere for alle.



NYHED !



SafeHip Discreet.
Forebygger hoftefrakturer.

Hvert år falder ca. 18 000 og får en hoftefraktur. **SafeHip® Discreet** er polstrede underbukser som bæres under tøj. Funktionen er enkel. Ved et fald beskyttes det direkte slag mod hoften og kraften bliver i stedet fordelt ud i bløddelsvævet.

SafeHip® Discreet hoftebeskytter – smart og sikker. www.nordicare.se/dk

NordiCare® 

SafeHip® Discreet hoftebeskytter – smart og sikker.

Hvert år falder ca. 18 000 og får en hoftefraktur. SafeHip® Discreet er polstrede underbukser som bæres under tøjet. Funktionen er enkel. Ved et fald beskyttes det direkte slag mod hoften og kraften bliver i stedet fordelt ud i bløddelsvævet.




- **Hoftebeskyttere som beskytter hoften ved fald.**
- **Sikker og behagelig. Minsker risikoen for hoftefrakturer.**
- **Smart design. Anvendes som almindelige underbukser.**

Størrelse	Hoftemål
Small	75-95 cm
Medium	90-105 cm
Large	100-115 cm
X Large	110-130 cm
2X Large	125-150 cm



Latexfri



PATENTERET HESTESKOFORMET BESKYTTELSE

SafeHip® har en blød hesteskoformet stødpude som både optager og fordeler energien hensigtsmæssigt.

Hesteskoformen muliggør at en stor del af kraften ledes væk fra hoftebenet og i stedet absorberes af bløddelsvævet omkring.

