

Elbo 2.0 – Albueortose

NYHED



Teleskopmekanisme
til justering af længden

Nem og let ortose

Justerbart led i fleksion
og ekstension


NordicCare[®]

NORDICARE ORTOPEDI + REHAB AB • Solrosvägen 1 • SE-263 62 Viken, Sverige
Tel: 042-35 22 20 • Fax: 042-35 22 21 • info@nordicare.se • www.nordicare.se

Elbo 2.0 – Albueortose

NYHED

Stabiliserende albue ortose som er enkel og nem at bruge

- Anvendes ved skader i albuen, brud, efter operation eller under genoptræning.
- Giver kontrolleret bevægelsesområde eller immobilisering.
- Justerbar længde med teleskopmekanisme.
- Behagelig at have på og sidder sikkert mod armen.



For ekstra aflastning kan den polstrede skulderrem bruges.



Håndtag i neutral position til kontrol af rotation, kan bestilles separat.



Stop i fleksion kan indstilles i 0°-120° og stop i ekstension kan indstilles i 0°-90°.

Elbo 2.0

Størrelse	Side	Art.nr
Universal	Venstre	20205-10-50
Universal	Højre	20205-20-50

MD Class I

CE

