

E-motion – Albueortose

NYHED

Teleskopmekanisme for
nem justering af længden

Kliklås til
nem påføring

Justerbart led i fleksion
og ekstension

Formbare aluminium-
manchetter


NordiCare[®]

NORDICARE ORTOPEDI + REHAB AB • Solrosvägen 1 • SE-263 62 Viken, Sverige
Tel: 042-35 22 20 • Fax: 042-35 22 21 • info@nordicare.se • www.nordicare.se

E-motion – Albueortose

NYHED

Stabil, fleksibel og nem at bruge

- Anvendes til postoperativ eller posttraumatisk stabilisering af arm og albue.
- Giver kontrolleret bevægelsesområde eller immobilisering.
- Teleskopmekanisme for nem længdejustering.
- Manchetterne kan formes til en perfekt pasform.



For ekstra aflastning kan den polstrede skulderrem bruges.



Justerbar og aftagelig håndstøtte til begrænsning af pronation og supination inkluderet.



Ekstension kan justeres og fikses fra 0°-90°, fleksion fra 0°-120° i intervaller på 10°. Indstillingen kan sikres med tilhørende kabelbindere.

E-motion

Størrelse	Side	Art.nr
Universal	Venstre	20206-10-50
Universal	Højre	20206-20-50

MD Class I

CE

