

D-Ring Wrist Brace

Stabil og behagelig håndledsortose, der er nem at tage på. Lukkes med velcro, der giver stabilitet omkring håndleddet og jævn kompression. Ortosen har en forbøjet, formbar og aftagelig volar aluminiumskinne. De to dorsale plastskinner giver ekstra stabilitet. Anvendes som støtte ved betændelse og efter fjernelse af gips. Fås i en kort model art.nr. 40310 og en lang model art.nr. 40312.

✓ Stabil håndortose i basismodel

✓ Fås i korte og lange modeller



D-Ring Thumb Wrist Brace

Stabil kombineret tommel- og håndledsortose, der er nem at tage på. Lukkes med tre velcrostrøpper, der giver stabilitet omkring håndleddet og jævn kompression. To aftagelige radiale tommelfingerskinner medfølger. Ortosen har en forbøjet, formbar og aftagelig volar aluminiumskinne og to dorsale plastskinner for ekstra stabilitet og optimal hånd- og fingerfunktion. Tommelfingergrebet er justerbart. Anvendes til betændelse, artrose og efter fjernelse af gips. Art.nr. 40311.

✓ Stabil støtte til tommelfinger og hånd



Forbøjet formbar volar aluminiumskinne



Kort eller lang tommelfingerskinne giver tilpasset tommelfingerstøtte.

NordiCare[®]

Wrist Embrace

Stabil håndledsortose, der er nem at tage på. Ortosen lukkes ved hjælp af tre velcrostrapper, der omgiver håndleddet og giver støtte. Forbøjet, formbar og aftagelig volar aluminiumsskinne og to dorsale plastskinner giver ekstra stabilitet. Anvendes som støtte ved betændelse og efter fjernelse af gips. Art.nr. 40320.

✓ **Stabil og fleksibel**



To dorsale plastskinner

Forbøjet formbar volar aluminiumsskinne



To dorsale plastskinner

Tommelfingerskinne

Wrist-Thumb Embrace

Stabil kombineret tommel- og håndledsortose med skinner. Lukkes ved hjælp af tre velcrostrapper, der omgiver håndleddet og giver ekstra stabil støtte. To aftagelige radiale tommelfingerskinner medfølger. Ortosen har en forbøjet, formbar og aftagelig volar aluminiumsskinne og to dorsale plastskinner for ekstra stabilitet og optimal hånd- og fingerfunktion. Tommelfingregrebet kan justeres ved hjælp af to stropper, der stabiliserer det metacarpophalangeale led og den proximale phalanx. Anvendes til artrose, betændelse og efter fjernelse af gips. Art.nr. 40321.

✓ **To stropper fikserer tommelfingeren**

✓ **Stabil og fleksibel**



Forbøjet formbar volar aluminiumsskinne



Kort eller lang tommelfingerskinne giver tilpasset tommelfingerstøtte.

NordiCare[®] +