

SE. - ELASTISK ORTOS

OBS:

- Förskrivning, rekommendation om användning samt utprovning av denna produkt ska göras av läkare, ortopedingenjör eller annan medicinskt utbildad person.
- Ordination om hur länge ortosen ska användas per dag måste följas.
- Denna ortos är avsedd för en enda patient. Återanvänd inte.
- Ortosen ska aldrig användas för annat än den avsetts för.
- Låt inte barn leka med den.
- Kontakta läkare om hudirritation eller andra hudproblem uppstår. Använd inte på skadad/irriterad hud.
- Använd inte krämer eller salvor under ortosen.
- Vid längre avbrott i behandlingen måste normalt en ny utprovning ske. Bär ej ortosen vid bad eller dusch.
- Kontrollera regelbundet att ortosen är ren och att ev. kardborrbands vidhäftningsförmåga är god.

TVÄTRÅD:

Ev. kardborrband förslutes. Handtvättas i låg temperatur med mild tvättmedel. Blekes ej. Plantorkas.

DK. - ELASTISK ORTOSE

OBS:

- Ordination og anbefaling om brug og tilpasning af dette produkt skal foretages af en læge, bandagist eller anden sundhedspersonale.
 - Ordination af hvor længe ortosen skal bruges pr. dag skal følges.
 - Denne ortose er designet til en enkelt patient. Må ikke genbruges.
 - Skinnen må aldrig anvendes til andre formål end det egentlige.
- Lad ikke børn lege med den.
- Kontakt en læge, hvis irritation eller andre hudproblemer opstår. Må ikke anvendes på beskadiget / irriteret hud.
 - Brug ikke cremer eller salver under ortosen.
 - Ved længere pauser i behandlingen skal normalt en ny tilpasning udføres. Ortosen må ikke bæres i badekar eller bruser.
 - Kontroller jævnligt, at ortosen er ren og at vedhæftning af velcrobånd er god.

VASKERÅD:

Luk evt. velcrobånd. Håndvaskes ved lav temperatur med et mildt vaskemiddel. Ingen blegemidler. Tørres på plant underlag.

NO. - ELASTISK ORTOSE

OBS:

- Forskrivning, anbefaling om bruk og testing av dette produktet skal gjøres av en lege, ortopediingeniør eller annen medisinsk utdannet person.
- Instruksjon om hvor lenge ortosen bør brukes per dag må følges.
- Denne ortosen er kun beregnet til bruk på en enkelt pasient.

Den må ikke brukes om igjen.

- Ortosen må aldri brukes til andre formål enn det den er tiltenkt.

Ikke la barn leke med den.

- Ved hudirritasjon eller andre hudproblemer, kontakt lege.

Må ikke brukes på skadet/irritert hud.

- Ikke bruk kremer eller salver under ortosen.

• Ved lengre avbrudd i behandlingen må det normalt foretas en ny utprøving. Ortosen må ikke brukes ved dusjing eller bading.

- Kontroller regelmessig at ortosen er ren og at festeevnen til ev. borrelåser er god.

VASKERÅD:

Lukk ev. borrelåser. Håndvaskes ved lav temperatur med et mildt vaskemiddel. Må ikke blekes. Tørkes flatt.



KONTAKT:

NordiCare Ortopedi & Rehab AB
Hamnplanen 24
SE-263 61 VIKEN

Telefon: 042-35 22 20
Fax: 042-35 22 21
info@nordicare.se
www.nordicare.se