

# Peggy – Kompressionsbukser

NYHED



Silikone kant i taljen

Lukning med hægter  
foran i 3 trin

Formstrikket  
over balderne

Overlappende  
åbning ved skridtet

  
**NordiCare**<sup>®</sup>

NORDICARE ORTOPEDI + REHAB AB • Solrosvägen 1 • SE-263 62 Viken, Sverige  
Tel: 042-35 22 20 • Fax: 042-35 22 21 • info@nordicare.se • www.nordicare.se

# Peggy – Kompressionsbukser


NYHED

## Effektiv kompression, der giver hurtig og behagelig post-op fase


- Anbefales efter operation på baller, hofter og lår.
- Kan også bruges som et "Trin 2 produkt".
- Formstrikkede zoner over balder for at tilpasse forstørrelse af balder (BBL) og baldelyft.
- Giver kompression og understøtter smertelindring og reducerer hævelse.
- Hægte og krog lukning foran for nem af- og påtagning og justering af pasform.
- Strikket sømløst materiale i 4-vejs stretch, der former sig efter kroppen.
- Den skjulte overlappende åbning i skridtet giver også kompression i området.



Behagelig pasform med brugerdefineret kompression.





Silikone i linningen og justerbar pasform får dem til at sidde behageligt på plads.



Formstrikket til at følge kroppens kontur.

### Peggy, sort

Størrelse	Taljemål	Hoffemål	Lårmål	Art. no.
XS	62-68 cm	86-91 cm	46-50 cm	51206-00-30
S	69-75 cm	92-97 cm	50-54 cm	51206-00-40
M	76-83 cm	98-103 cm	54-58 cm	51206-00-50
L	84-92 cm	104-111 cm	58-62 cm	51206-00-60
XL	93-101 cm	112-119 cm	62-66 cm	51206-00-70
2XL	102-110 cm	120-127 cm	66-70 cm	51206-00-80



CE

Latex free

MD Class I

