

PlusPoint - Knæortose



Stabil, let og
justérbar ramme

Indvendig del er beklædt med
materiale som er skridsikkert og
venligt med huden

Polstrede og
behagelige bånd

Plug-in stopper for
for begrænsning af
bevægelsesområdet

Nummererede bånd
letter applicering


NordiCare[®]

NORDICARE ORTOPEDI + REHAB AB • Solrosvägen 1 • SE-263 62 Viken, Sverige
Tel: +46 42-35 22 20 • Fax: +46 42-35 22 21 • info@nordicare.se • www.nordicare.se

Giver støtte og begrænsning af ROM i tilfælde af ustabilitet i knæet

- Velegnet til personer med moderat til svær knæinstabilitet.
- Forhindrer hyperekstension og begrænser ROM i tilfælde af korsbånds- og ledbåndsskader.
- Anatomisk og stabilt design med komfortable og fleksible materialer.
- Nummererede bånd letter og sikrer, at ortosen ikke roterer under påføring.
- Kan bruges til badning / genoptræning i ferskvand.



Flad polycentrisk led med plug-in-stops for at begrænse flexion og ekstension.



Den stabile og lette ramme kan justeres individuelt. To alternative tykkelser på polstring følger med.



Båndene er nummererede, justerbare og meget behagelige mod huden.