

Shoulder ABDuction Pillow 15° – Abduktion ortose

Trykker ikke på halsen

Aflastende 3-punktssystem

Pude holder armen immobiliseret i 15°

Oplukkelig armlomme til hurtig mobilisering eller træning


NordiCare[®]

NORDICARE ORTOPEDI + REHAB AB • Solrosvägen 1 • SE-263 62 Viken, Sverige
Tel: 042-35 22 20 • Fax: 042-35 22 21 • info@nordicare.se • www.nordicare.se

Maksimal immobilisering og lindring

- Anvendes efter ledkapsel, knæarthroplastik, skulderinstabilitet eller rotator cuff-kirurgi.
- Stropperne kan nemt justeres og klippes.
- Den bløde armpose åbner hurtigt og smidigt for mobilisering og hygiejne.
- Passer til både venstre og højre arm.



Puden holder armen/skulderen immobiliseret i 15° abduktion.



Under genoptræning frigøres armen nemt ved at åbne spændet til armtasken.



Der medfølger en ekstra hygiejnestrop til armhulen.

Shoulder ABDuction Pillow 15°

Størrelse	Underarms længde	Art.nr
S	34-38 cm	20130-00-40
M	37-43 cm	20130-00-50
L	42-48 cm	20130-00-60
XL	48+ cm	20130-00-60

CE

