

TK-ROM – knæortose

NYHED



NordiCare[®] +

NORDICARE ORTOPEDI + REHAB AB • Solrosvägen 1 • SE-263 62 Viken, Sverige
Tel: +46 (0)42-35 22 20 • Fax: +46 (0)42-35 22 21 • info@nordicare.se • www.nordicare.se/dk

Stabiliserer og immobiliserer

TK-ROM knæortose anvendes efter skade eller operation i knæet eller benet, hvor der kræves et kontrolleret bevægelsesområde eller fuldstændig immobilisering af knæleddet. Den er udviklet til at muliggøre hurtig og nem test. TK-ROM er en af de letteste rigide ortoser på markedet.

- Skinnerne og manchetterne kan bøjes til en perfekt pasform.
- Materiale i let aluminium og blød polstring med godt greb.
- Nem at prøve, tage på og af.
- Jævn og sikker justering af bevægelsesområde.



Sikker og nem justering af bevægelsesområdet fra 0° til 110°. Fjederbelastet låsefunktion sikrer indstillingen. Låsbar fra 0° til 90° (ekstension) og 120° (fleksion).



Letvægtsaluminium, der gør tilpasningen nem uanset benets form. Med teleskopmekanismen kan skinnens længde nemt justeres fra 46-58 cm.



Polstring med silikonebelægning holder ortosen på plads. Formbare aluminiumsmanchetter giver en perfekt pasform.



Kontakt mig gerne for information

Thomas Madsen

Mobil +45 28 96 74 01

E-mail: thomas@nordicare.se

TK-ROM

| Størrelse | Art.no. |
|--------------------|-------------|
| Universalstørrelse | 70641-00-50 |

