

TopScore ROM - Post-op knæortose

NYHED



Blød polstring med friktion
griber fat om benet

Hurtiglåse for nem
afprøvning og anlæggelse

Justerbar pasform med
teleskopiske mekanismer
og bøjelige skinner

NordiCare[®] +

TopScore ROM - Post-op knæortose

NYHED

Stabil og behagelig ortose, der er hurtig og nem at anlægge


- Blød og behagelig polstring.
- Sidder på plads med friktion i polstringen, der griber fat om benet.
- Let at tilpasse individuelt med velcrobånd og højdejusterbare skinner, der kan bøjes.
- Universel størrelse, der passer til både højre og venstre ben.



Anvendes efter skader/operation i knæledet. Sikre fleksion/ekstension og medial/lateral stabilitet.



Ekstension og fleksion kan justeres og låst fra 0° til 45° i intervaller på 10° / 15° vælges let med en trykknop i intervaller på 10° / 15°.



Med den teleskopiske mekanisme kan ortosen justeres fra 50-63 cm.

Artnr. 70645-00-50

