

Vira – Elastisk bælte

Holder formen uden
at give sig

Passer mange
figurtyper

Effektivt støtte og
kompression over
bækkenet

Findes med et, to
eller tre trækbånd


NordiCare[®]

NORDICARE ORTOPEDI + REHAB AB • Solrosvägen 1 • SE-263 62 Viken, Sverige
Tel: 042-35 22 20 • Fax: 042-35 22 21 • info@nordicare.se • www.nordicare.se

Vira – Elastisk bælte

Bælte til postoperativ pleje efter abdominalkirurgi

Muliggør tidlig mobilisering og giver smertelindring.

- Justerbar trinvis lukning for optimal pasform - uanset kropstype.
- Bælte til postoperativ pleje efter bugplastik og /eller fedtsugning.
- Unikt, rigidt tekstil, der holder formen.
- Latexfri og OEKO-TEX® Certificeret.

Vira x2, højde 25 cm, to trækband



Sort, art.no 50228-00
Hvid, art.no 50228-09

Vira x3, højde 32 cm, tre trækband



Sort, art.no 50227-00
Hvid, art.no 50227-09

ViraRak, højde 15 cm og 20 cm



Sort, 15 cm, art.no 50230-00
Sort, 20 cm, art.no 50231-00

NYHED!

ViraKing, højde 32 cm, tre trækband



Sort, art.no 50229-00-80

Vira x2, Vira x3, ViraRak og ViraKing

Størrelse	Hoffemål (cm)	Taljemål (cm)
XXS*	65-80	50-65
XS	70-90	60-80
S	80-100	70-90
M	90-110	80-100
L	100-120	90-110
XL	110-130	100-120
2-3XL**	120-150	110-140

* XXS kun Vira X2.

** 2-3XL kun ViraKing.

Måltagning

Vælg størrelse efter hofte-mål, hvis hofte-målet ligger indenfor et overlappende interval, skal du kontrollere taljemålet:

- Slank talje: vælg den mindre størrelse.
- Lige figurtype: vælg den større størrelse.

