

# Bekvemme og stabile graviditetsbælter

Mamma Mia, Mamma Fix og Mamma Stabil er bekvemme og stabile graviditetsbælter. De er nemme at justere og tilpasse i størrelsen til en voksende mave. Anvendes ved bækkenløsning/symfysiolyse under eller efter graviditet. Også velegnet til personer med instabile bækkenled.

## Mamma Mia™

**Mamma Mia™** er et elastisk bækkenbælte, der giver jævn støtte af bækkenleddene og bekvemt løft under maven. Da det fæstnes i to trin, er det let at justere uden at tabe positioneringen.

- **Bredt elastisk bælte**
- **Bekvemt løft under maven**
- **Vokser med maven**
- **Brede stabile spændebånd giver stabil støtte**



### **Mamma Mia, art. nr. 50102**

Bæltets bredde: 16 cm

<b>Størrelse</b>	<b>Hoffemål cm</b>
S	80 – 95
M	90 – 105
L	100 – 115
XL	110 – 125
XXL	120 – 135

Måltagning: Hoffemål i cm

## Mamma Fix™

**Mamma Fix™** er et smallere semielastisk støttebælte, som støtter effektivt over bækkenet. Slå om bæltet fæstnes med velcrobånd midt for, hvilket gør det let at justere. Mamma Fix findes i to længder. Begge størrelser kan let afkortes ved behov.

- **Smallt stabilt bælte**
- **Silikonebelagt inderside for antiglidesfunktion**
- **Smidigt og diskret**



### **Mamma Fix, art. nr. 50104**

Bæltets bredde: 7 cm

<b>Størrelse</b>	<b>Hoffemål cm</b>
S/M	75 – 110
L/XL	110 – 145

Måltagning: Hoffemål i cm

Mamma Fix

## Nøje udvalg

NordiCare markedsfører nøje udvalgte Ortopædi- og Rehab-produkter på det nordiske marked. Sortimentet består af egne eller i samarbejde med partners udviklede produkter. Vores partnere er internationalt førende leverandører og producenter af ortopædi- og rehab-produkter. NordiCares sortiment vokser kontinuerligt. Denne folder viser eksempler på skulderortoser. Besøg gerne [www.nordicare.se](http://www.nordicare.se) for at se vores nyheder og det komplette sortiment. Her er også produktblade og brugerinstruktioner. Nogle eksempler på øvrige produkter:




Axel  
art. nr. 20200




Humerus Comfort  
art. nr. 20220



Hemisafe  
art. nr. 20100




Stomi Bas  
art. nr. 50210



Balder  
art. nr. 50215




Frejka  
art. nr. 60232



Safehip Active  
art. nr. 60330



Filip  
art. nr. 10117



Mirabelle  
art nr 31144



Stadig  
art. nr. 80120



BMI Hælsårsko  
art. nr. 80436



Matrix Max  
art. nr. 80250

**NordiCare** er distributør for Trulife brystproteser og Safehip hoftebeskyttere i hele Skandinavien. Kontakt os gerne for mere information. NordiCare kundeservice tlf. 7070 1907.



 **Trulife**  
BRYSTPROTESER

**SAFEHIP**<sup>®</sup>  
FOREBYGGER  
HOFTEFRAKTUR



  
**NordiCare**<sup>®</sup>

Solrosvägen 1, SE-263 61 Viken, Tlf 7070 1907, Fax: +46 (0)42 35 22 21, E-mail: [info@nordicare.se](mailto:info@nordicare.se), [www.nordicare.se](http://www.nordicare.se)



# Rygortoser



# Menneskenært design

NordiCare udvikler egne ortoser med målsætningen om at finde løsninger, der gør livet lettere for såvel patienter som plejepersonale.

Vi kalder det menneskenært design. Denne brochure viser et udvalg af vores rygortoser. For komplet sortiment og udførlige produktspecifikationer se: [www.nordicare.se](http://www.nordicare.se)

## Ronja™ - semirigid rygortos

**Ryggortos Ronja™** Fast stofkorset med elastiske træksnore i siderne. Nem at tage på og justere til den ønskede stabilitet, selv for folk med svage hænder. Tekstilet har en lille elasticitet hvilket giver en fremragende pasform samt gør korsettet ekstra behagelig at have på. Fås i tre forskellige højder og i halvfabrikat.

### Ronja Lav art.no. 50531

Højde: For 18 cm, bag 28 cm

#### Størrelse

XS

#### Hoffemål

75 – 85

### Ronja Mellem art.no. 50532

Højde: For 20 cm, bag 33 cm

S

80 – 95

M

90 – 105

L

105 – 115

### Ronja Høj art.no. 50533

Højde: For 23 cm, bag 38 cm

XL

115 – 125

XXL

125 – 135

### Ronja Halvfabrikat art.no. 50536

Højde: For 22 cm, bag 37 cm

#### Størlek

XS – S

#### Størrelse Hoffemål

75 – 95

M – L

95 – 115

XL – XXL

115 – 135

Måltagning: Hoffemål i cm

## NordiCare rigide rygortoser

**Cash II™** er en smidig og diskret 3-punktsortose, en "korsmodel" der anvendes for at begrænse og kontrollere fleksion ved stabile frakturer T7-L2, osteoporose eller kyfose samt smertelindring ved osteoarthritis, luksation eller andre problemer i ryggen. Cash II er nem at justere og tilpasse, kan spændes i små trin og løsnes med quick release spænde.

### Cash II, art.no. 50385

Universalstørrelse

Justerbar i højden fra 39,5 – 53 cm

Justerbar i taljen op til 135 cm



**Birk Trygg™** er en stabil 3-punktsortose i "rammemodel", der anvendes for at begrænse eller kontrollere fleksion og sidebevægelse i den thoracolumbale del af ryggraden ved fraktur, hvirvelkompression, osteoporose, dislokation samt artrose. Ortosen er nem at justere. Når Birk Trygg er tilpasset, sker af- og påtagning nemt med et spænde.

### Birk Trygg, art. no. 50352

Størrelse	Hoffemål cm	Højde cm
XS	74 – 86	39 – 48
S	84 – 98	42 – 51
M	96 – 110	45 – 52
L	106 – 120	48 – 57

Måltagning: Hoffemål i cm



## NordiCare bløde rygortoser



Ballerina, Atle, Bure, Multi og Tuff er udviklede og designede med fokus på funktion og brugervenlighed. De er nemme at afprøve og er designede for at passe til forskellige kroppsformer.

De giver god aflastning og stabilitet samt har et moderne og tiltalende design. NordiCares bløde ortoser anvendes ved hold i ryggen, ischias samt øvrige normalt forekommende problemer i lænderyggen.

### Målguide: Atle, Bure, Multi, Tuff

Størrelse	Hoffemål cm
S	80 - 95
M	95 - 105
L	105 - 115
XL	115 - 125
XXL	125 - 135

Måltagning: Hoffemål i cm



**Atle™** er en elastisk og ekstra formbar rygortose, der er nem at tage på, også for personer med svage hænder. Den passer til alle kroppsformer; damer, herrer og endda ældre "osteoporotiske" kroppe. Atle findes i to højder i sort eller beige.

Både **Atle** og **Atle Mave** er fremstillede af et meget behageligt strikket materiale. AirX-materialet har god kompression, lav vægt og føles blødt og køligt mod huden. De kraftige elastiske spændebånd kan reguleres og fæstnes midt for med velcro.



**Atle Mave™** er en semielastisk rygortose med samme funktion som Atle, men med et uelastisk forparti der giver støtte/løft til personer med kraftig mave. Ortosen passer også til gravide, da den kan justeres efterhånden, som maven vokser.

### Atle Lav, art.no. 50100

Højde: For 18 cm, bag 27 cm. S-XXL

### Atle Høj, art.no. 50101

Højde: For 24 cm, bag 34 cm. S-XXL

### Atle Mave, art.no. 50105

Højde: For 25 cm, bag 26,5 cm. S-XXL

# Ballerina™ - holdningsbandage

**Ballerina™** er en funktionel holdningsbandage, der bekvemt fremmer god holdning i brystryggen. Brede bløde bånd over skuldrene krydses på ryggen, justeres til ønsket support, og fæstnes foran med velcrobånd. Den brede stabile rygdæl påvirker skulderpartiet effektivt uden at trykke ubehageligt over diafragma.



**Ballerina, art.no. 50103**

Størrelse	Brystmål cm
S	65 – 80
M	80 – 95
L	95 – 110

Måltagning: Brystmålet under brystet i cm



**Bure Lav™, Bure Høj™** Traditional rygortose i stabilt elastikmateriale. Giver stabil støtte over lænden. To løse rygskinner formes efter ryggenes kontur. De brede elastiske spændebånd fæstnes midt for med velcro. Passer damer og herrer.



**Multi™** er et fleksibelt og formbart korset med stabil støtte og kompression. Det kan tilpasses til flere behov og forskellige kropsformer lige, indsnævrede, større mave. Multi kan positioneres dels lavt over hofterne og bækkenet og dels højere oppe i taljen.



**Tuff™** er rygortosen med ekstra hård og stabil støtte over lænderyg og bækken. Den er velegnet til personer, der ønsker en smidig og lav rygortose med kraftig støtte. Ortosen kan placeres i taljen eller over bækkenet afhængigt af, hvor man ønsker støtte.

**Bure Lav art.no. 50241 S-XXL**  
Højde: For 15 cm,  
bag 28 cm

**Bure Høj art.no. 50242 S-XXL**  
Højde: For 19 cm,  
bag 34 cm

**Multi art.no. 50240 S-XXL**  
Højde: For 18 cm,  
bag 20 cm.

**Tuff art.no. 50200 S-XL**  
Højde: For 15 cm,  
bag 20 cm.